


红外接种环灭菌器

IS800-A



产品介绍：

产品特点：

- ◆ 红外接种环灭菌器应用于接种环、接种针等小型物品的高温灭菌消毒，完全替代酒精灯，方便快捷。可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中，甚至野外等恶劣环境下也可方便使用，随时进行高温灭菌消毒。
- ◆ 接种环消毒灭菌安全、方便，可完全代替酒精灯。
- ◆ 加热区内温度高达800℃以上，杀菌只需5到7秒。
- ◆ 体积小、重量轻、操作简便，仪器美观、易清洁、使用寿命长。
- ◆ 本装置可以用于厌氧室中。
- ◆ 在陶瓷漏斗管道的深处有灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染。
- ◆ 独有的智能算法，充分延长加热体使用寿命，有效提高安全性。

性能指标：

项目	参数
中心区最高温	825℃±25℃
加热区总长	140mm
环境温度	5℃~40℃
输入电源	AC220V~50~60Hz
净重	1kg

项目	参数
最大消毒品外径	Φ15mm
升温时间	15min
熔断器	250V 3A 5×20
功率	150W
外形尺寸 (W×D×H)	120×155×180 (mm)



杭州瑞诚仪器有限公司
Hangzhou Rui Cheng Instrument CO. LTD

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：<http://www.ruiwell.com>