

微型离心机

MC6000



产品介绍：

- ◆ 本产品标配两个转头：8×1.5ml转头最多可容纳8个1.5ml或者2.0ml离心管,如果使用随机配备的0.2ml或0.5ml试管套,还可在此机上使用0.2ml或0.5ml试管：
4×8×0.2ml转头可供4排8孔×0.2ml的PCR专用试管使用,两种转头均可用于需微量离心、细胞分离和迅速与试管壁分离等试验中。

产品特点：

- ◆ 体积小，重量轻。
- ◆ 1.5ml转子可容纳8个1.5/2.0/0.5/0.2ml离心管样品。
- ◆ 8联排转子可容纳32个0.2ml离心管样品。
- ◆ 采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用复合材料，不易破碎。

性能指标：

项目	参数
外形尺寸	160×150×125 (mm)
容量 (标准转子)	8×1.5/2.0/0.5/0.2ml
重量	0.9Kg
最大相对离心力(RCF)	2000g

项目	参数
电源	AC100-240V, 50/60Hz
容量 (8联排转子)	4×8×0.2ml
转速	6000转/分
功率	≤50W



杭州瑞诚仪器有限公司
Hangzhou Rui Cheng Instrument CO. LTD

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：<http://www.ruiwell.com>