

轨道式摇床

MPS-10



产品介绍：

- ◆ MPS-10轨道式摇床，采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行混匀培养。适用于生物工程、微生物学和医学分析等领域。

产品特点：

- ◆ LCD实时显示定时时间与转速值。
- ◆ 一键式旋钮操作模式，简单易用。
- ◆ 1min~99h59min小时内任意设定培养时间，运行结束后自动发出提示音。
- ◆ 多种托盘可选，用于广泛需求。
- ◆ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
- ◆ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。

性能指标：

项目	参数
时间设置	1min~99h59min
振幅	10mm
样本容量	6×100ml锥形烧瓶/4×250ml锥形烧瓶 (PP-2托盘)
电源	AC100V~240V 50/60 Hz
输入电压	AC100V~240V 50/60 Hz
重量	7.0kg

项目	参数
转速范围	50~300 Rpm
样本容量	8个标准培养皿 (PP-1托盘带防滑垫)
样本容量	12×100ml锥形烧瓶/6×250ml锥形烧瓶 (PP-3托盘)
输入功率	45W
外形尺寸	280×270×110mm (通用托盘模式)
---	---



杭州瑞诚仪器有限公司

Hangzhou Ruicheng Instrument Co., Ltd

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

电话：0571-88630940

网址：<http://www.ruiwell.com>