

# 多管涡旋混匀仪

## MS200



### 产品介绍：

- ◆ MS200多管涡旋混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵，能够对各类常用试管进行混匀培养，最多一次可混合处理50个样品。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

### 产品特点：

- ◆ 一键式旋钮操作模式，简单易用。
- ◆ 1min~99h59min范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。
- ◆ 多种海绵试管架可选，用途广泛。
- ◆ 软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。
- ◆ 直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。
- ◆ 最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷。
- ◆ 操作面板简洁，微处理器精确控制，LED实时显示速度和时间。
- ◆ 人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式。

### 性能指标：

| 项目   | 参数            |
|------|---------------|
| 转速范围 | 500~2500rpm   |
| 振幅   | 4mm水平回转       |
| 输入功率 | 70W           |
| 外形尺寸 | 410x276x432mm |

| 项目   | 参数                   |
|------|----------------------|
| 时间设置 | 1min~99h59min        |
| 最大载重 | 4.5Kg                |
| 输入电压 | AC100V~240V 50/60 Hz |
| 重量   | 20Kg                 |

### 可选试管架：

| 型号        | 试管架规格                  | 适用试管规格(外径)                           |
|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| MS200-T10 | 50x $\varnothing$ 10mm | $\varnothing$ 9~ $\varnothing$ 10mm  |
| MS200-T12 | 50x $\varnothing$ 12mm | $\varnothing$ 11~ $\varnothing$ 13mm |
| MS200-T15 | 50x $\varnothing$ 15mm | $\varnothing$ 14~ $\varnothing$ 17mm |

| 型号        | 试管架规格                  | 适用试管规格(外径)                           |
|-----------|------------------------|--------------------------------------|
| MS200-T20 | 50x $\varnothing$ 20mm | $\varnothing$ 18~ $\varnothing$ 21mm |
| MS200-T25 | 15x $\varnothing$ 25mm | $\varnothing$ 24~ $\varnothing$ 27mm |
| MS200-T29 | 15x $\varnothing$ 29mm | $\varnothing$ 28~ $\varnothing$ 32mm |



杭州瑞诚仪器有限公司

Hangzhou Ruicheng Instrument Co., Ltd

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：<http://www.ruiwell.com>