

旋转混匀仪

RS100



产品介绍：

- ◆ RS100旋转混匀仪采用直流电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用试管，进行混匀。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

产品特点：

- ◆ LCD实时显示定时时间及转速值。
- ◆ 旋钮操作模式，简单易用。
- ◆ 1min ~ 99h59min范围内任意设定时间，运行结束后自动发出提示音。
- ◆ 多种托盘可选，用途广泛。
- ◆ 直流电机驱动，速度精确、免保养。
- ◆ 可编程多种模式组合运行，旋转、翻转、暂停3种可以单独执行，可以2种或者3种组合循环运行。

性能指标：

项目	参数
时间设置	1min~99h59min
转速范围	10~100Rpm
最大载重	6kg
输入功率	25W
外形尺寸	485×200×226mm

项目	参数
旋转和翻转倒计时设置	1-250s
暂停时间设置	1-5s
电源	AC100V~240V 50/60Hz
重量	5.9kg
---	---

可选配件(托盘)：

型号	样本容量
PRS-01	双面可垂直安装44个1.5ml或2.0ml离心管
PRS-02	双面可水平安装40个1.5ml或2.0ml离心管
PRS-03	双面可垂直安装32个5ml离心管
PRS-04	双面可水平安装40个5ml离心管

型号	样本容量
PRS-05	双面可垂直安装12个10ml或15ml离心管
PRS-06	双面可水平安装16个10ml或15ml离心管
PRS-07	双面可垂直安装12个50ml离心管
PRS-08	双面可水平安装16个50ml离心管



杭州瑞诚仪器有限公司

Hangzhou Ruicheng Instrument Co., Ltd

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：<http://www.ruiwell.com>