

恒温孵育摇床

TOS20



产品介绍：

◆ TOS20恒温孵育摇床是一款结合气浴恒温、水平振荡功能的小型台式振荡培养箱，广泛应用于生物技术，微生物，医疗分析等领域，多种可选托盘满足各类烧瓶、烧杯、培养皿以及试管等容器的放置及固定。其巧妙的将精确控温以及低频高幅度的振荡功能相结合；并拥有体积小、操作便利、维护简单等特点。

产品特点：

- ◆ 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。
- ◆ 采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护。
- ◆ 支持断电自动恢复功能。
- ◆ 支持开盖自动暂停功能。
- ◆ 自带温度校准功能。
- ◆ 内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。
- ◆ 整机占用面积小，仅需：421x320mm。

性能指标：

项目	参数
温度设置范围	0°C~60°C
时间设置	1min~99h59min/∞
显示精度	0.1°C
转速范围	50~300Rpm
升温时间	≤15分钟 (25°C升温到60°C)
载重量	4.0Kg
断电自动恢复	支持
输入功率	350W
熔断器	250V 3A Φ5×20
重量	18.5Kg

项目	参数
控温范围	室温+5°C~60°C
控温精度	≤±0.5°C (@37°C)
温度均匀性	≤±0.5°C (@37°C)
水平振幅	20mm
平台尺寸	230x230mm
内腔高度	182mm
开盖自动暂停	支持
电压	AC220V/50-60HZ
外形尺寸(mm)	421x320x338mm
---	---

可选配件(托盘)：

型号	样本容量	备注
PF-1	5×250ml锥形烧瓶	250ml烧瓶托盘
PF-2	9×100ml锥形烧瓶	100ml烧瓶托盘
PF-3	10×50ml试管	50ml试管托盘
PF-4	18×15ml试管	15ml试管托盘

型号	样本容量	备注
PF-5	以实际样品为准	万能托盘(弹簧夹)
PF-6	4块酶标板或者深孔板	酶标板托盘
PF-7	5个培养皿	通用托盘
---	---	---



杭州瑞诚仪器有限公司

Hangzhou Ruicheng Instrument Co., Ltd

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：http://www.ruiwell.com