

干式恒温器

ES2000



产品介绍：

- ◆ ES2000干式恒温器是一款基于薄膜加热与PID自动控温技术设计的样品恒温孵育设备。灵活的定时、恒温及双区独立控温技术可有效的提高实验室工作效率，是各类样品孵化、催化以及保存等反应过程理想的设备。

产品特点：

- ◆ 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。
- ◆ 双区控温可实现独立运行或同时运行。
- ◆ 同一操作界面可实现双区温度、时间独立或同时调控，操作简单便捷。
- ◆ 多种模块供用户选择，也可根据客户要求定制。
- ◆ 内置软件和硬件双重超温保护装置，多重安全保护，保证长期运行的稳定性和无人值守情况下的安全性，符合CE标准。
- ◆ 自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
- ◆ 自带温度校准功能。

性能指标：

项目	参数
温度设置范围	0℃~100℃
时间设置	1min~99h59min/∞
显示精度	0.1℃
升温时间	≤15分钟（25℃升温到100℃）*
开机自动运行	支持
温区	2
模块数量	4
电压	AC110或220V/50-60HZ
外形尺寸	370x254x217mm

项目	参数
控温范围	室温+5℃~100℃
控温精度	≤±0.3℃（@37℃*）
温度均匀性	≤±0.3℃（@37℃*）
自动预热	支持
断电自动恢复	支持
输入功率	240W
熔断器	250V 3A Φ5×20
重量	5Kg

* 测试条件：室温25℃±2℃，温度计精度±0.1℃

可选模块：

型号	试管及孔径
MiniBoxA	15×2.0ml（离心管）
MiniBoxB	15×1.5ml（离心管）
MiniBoxC	24×0.5ml（离心管）
MiniBoxD	32×0.2ml（离心管）

型号	孔径	试管数
MD40	Φ10mm	15
MD41	Φ12mm	12
MD42	Φ15mm	8
MD43	Φ16mm	8

定制模块:根据客户所需规格定制。



杭州瑞诚仪器有限公司

Hangzhou Ruicheng Instrument Co., Ltd

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

电话：0571-88630940

网址：http://www.ruiwell.com