

手动微孔板热封仪

MSP200



产品介绍：

◆ MSP200手动微孔板封膜仪又称手动封板机、手动封膜仪，是一款价格适中，经济型的热封膜仪，通过热封各种专用热封膜来防止各种微孔板(PCR板、深孔板、酶标板以及细胞培养板)在检测过程中的蒸发、泄漏引起的样品损失及空间交叉污染。适用普通胶封膜、热封膜、可穿刺热封膜、光学热封膜(定量PCR)、永久热封膜。替代手工封膜，保证封板牢固，封膜均匀，避免交叉污染。手动微孔板封膜仪设计紧凑，实用、安装简便，不需要压缩空气。封板温度和封板时间都可设置——也是PCR仪、定量PCR仪的伴侣！

产品特点：

- ◆ 快速升温(300秒内升温至170°C)。
- ◆ 可适配各种类型的微孔板和热封膜。
- ◆ 精确的温度和封板时间提示，确保封板的稳定性。
- ◆ 独特的抽屉式滑动架,便于放取微孔板。
- ◆ 符合人体工程学原理，小巧，易于使用。
- ◆ 内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠。

性能指标：

项目	参数
热封温度设置	80°C~200°C
温控精度	±1°C
封膜间隔	30s
最大输入功率	400W
重量	11kg

项目	参数
封膜时间	0.5s~99s, 10s以内0.1s递增, 10s外以1s递增
封板高度	从9mm到48mm
电压	AC200V/50-60HZ
外形尺寸	324x216x353mm
---	---



杭州瑞诚仪器有限公司

Hangzhou Ruicheng Instrument Co., Ltd

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：<http://www.ruiwell.com>