

# 微型高速离心机

## MC15K



### 产品介绍：

### 产品特点：

◆ MC15K微型高速离心机是一款实用、小巧、可靠的实验室工作助手，最高转速可达15000rpm。人性化的设计，简约小巧的外形，特殊处理的低噪音设计为您创造安静、舒畅的实验环境。灵敏高效的速度控制，便于操作的数字显示屏，简单上手的操作键以及Short短时离心键、rpm和rcf转换等功能使您得心应手于各种实验阶段。

- ◆ 最大容量: 12x1.5ml或2.0ml的离心管。
- ◆ 标准包含0.5ml和0.2ml试管适配器
- ◆ 转速及相对离心力两种运行模式。
- ◆ 转子采用尼龙材质，保证强度的同时具有耐腐蚀、低升温特性。
- ◆ 最快加速/减速14秒。
- ◆ 具备动态平衡检测及停机功能。
- ◆ 具备电机过温保护功能。
- ◆ 具备短运行功能。
- ◆ 超静音运行，噪音水平低。
- ◆ 采用直流无刷免维护高速电机。
- ◆ 多重安全保护功能，符合CE标准，安全可靠

### 性能指标：

项目	参数
样品台容量	12x1.5ml或2.0ml的离心管
时间设置	15秒~99分钟59秒
最快加速时间	≤14秒(0至15000rpm)
最快减速时间	≤14秒(15000至1000rpm)
转子最大升温	5℃(室温25℃ 15000rpm/30分钟)
外形尺寸	255x194x140mm
重量	2.3kg

项目	参数
转速设置范围	500~15000rpm
RCF(相对离心力)范围	16~15080g
自动失衡检测功能	有
电机过温保护功能	有
输入功率	120W
电压	DC24V/5A
---	---



杭州瑞诚仪器有限公司

Hangzhou Ruicheng Instrument Co., Ltd

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：<http://www.ruiwell.com>