

恒温水浴槽

W5L-1



产品介绍：

- ◆ W5L-1恒温水浴槽是一款采用微电脑技术和PID控制方式结合而成的高精度温度控制仪器。内置不锈钢一体成型槽；加热管采用U型不锈钢管，加热均匀，耐腐蚀，热能损耗小。

产品特点：

- ◆ 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息，方便用户观察设备运行状态。
- ◆ 微电脑程序PID自动控温，控温均匀，控温精度高。
- ◆ 采用一次性冲压成型的不锈钢锅内胆，配合独特密封结构，杜绝漏水。
- ◆ 水槽侧置独立排水口，可轻松清洗内胆后排尽污水。
- ◆ 内置水位监测系统，防止干烧带来的隐患，安全可靠。
- ◆ 内置软件超温保护装置，使用更可靠。

性能指标：

项目	参数
温度设置范围	0℃~100℃
控温范围	室温+5℃~100℃
控温精度	≤±0.3℃@37℃
显示精度	0.1℃
温度均匀性	≤±0.3℃@37℃
输入电压	220V 50/60Hz
重量	5.1kg

项目	参数
定时范围	1min-99h59min/∞
升温时间	≤30分钟(25℃至100℃)
容量	5L
工作空间	263x120x115mm
输入功率	900W
外形尺寸	355x270x306mm
---	---



杭州瑞诚仪器有限公司

Hangzhou Ruicheng Instrument Co., Ltd

地址：浙江省杭州市余杭区后山路8号E幢6楼

电话：0571-88630940

传真：0571-85126370

Email:sales@ruiwell.com

网址：http://www.ruiwell.com

性能指标：